

抗Myo1Cポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - O00159

商品番号: CM0024813



前書き

ヒトMYO1Cに対するウサギポリクローナル抗体です。
。WB、IHC-P、IP、ELISAでの使用が検証されており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。アクチン媒介プロセスと転写に参与する非定型ミオシンを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYO1C ウサギpAb
備考/別名	NMI; MM1b; myr2; Myo1C; MMI-beta; MYO1C
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4641
GeneID	4641
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00159
タンパク質分子量	122kDa
発送方法	保冷剤