

抗Myo1Cウサギモノクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Ihc-P用) - O00159

商品番号: CM0007951



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みの高特異性MYO1Cウサギモノクローナル抗体。アクチンモーター機能、インスリンシグナル伝達、有毛細胞適応の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYO1CウサギmAb
備考/別名	NMI; MM1b; myr2; Myo1C; MM1-beta; MYO1C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4641
GeneID	4641
免疫原	ヒトMYO1Cのアミノ酸769-1028に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001074248.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00159
タンパク質重量	122kDa
配送	アイスバッグ