

抗Myo5Bウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - Q9Ulv0

商品番号: CM0027533



前書き

MYO5Bを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと反応します。小胞輸送、細胞極性形成、胆汁酸輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYO5B Rabbit pAb
別名	DIAR2; MVIDI; PFIC10; MYO5B
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4645
GeneID	4645
免疫原	ヒトMYO5B (NP_001073936.1) のアミノ酸1440～1690番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9ULV0
タンパク質分子量	214kDa
発送	保冷剤