

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Myocd ウサギ ポリクローナル抗体 - Q8Izq8

商品番号: CM0020051

前書き

ヒトMYOCD（ミオカーディン）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと反応します。ミオカーディンは、心臓形成および筋形成に必須の平滑筋/心筋特異的転写共役因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYOCD ウサギ pAb
備考/別名	MGBL; MYCD; MYOCD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	93649
遺伝子ID	93649
免疫原	合成ペプチド ヒトMYOCD (NP_705832.1) のアミノ酸680-780に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8IZQ8
タンパク質分子量	102kDa
輸送	保冷バッグ