

抗Myofウサギポリクローナル抗体（Ko検証済）Wb、Elisa用 - Q9Nzm1

商品番号: CM0018172



前書き

ヒトMYOF（ミオフェルリン）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスのサンプルとの交差反応性が認められており、膜修復およびエンドサイトーシス再循環研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] MYOF ウサギpAb
別名	HAE7; FERIL3; OF
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	26509
GeneID	26509
免疫原	ヒトMYOF（NP_038479.1）のアミノ酸1-190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NZM1
タンパク質分子量	235kDa
発送方法	保冷剤