


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗ミオグロビンモノクローナル抗体 - P02144

商品番号: CM0006911



前書き

このヒトミオグロビン（MYOSB; PVALB）に対するウサギモノクローナル抗体は、WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証されており、マウス、ラットと交差反応性を示します。酸素貯蔵、亜硝酸塩還元酵素活性、筋組織生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ミオグロビンウサギmAb
備考/別名	MYOSB; PVALB; ミオグロビン
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4151
免疫原	組換えタンパク質 ヒトミオグロビン(NP_005359.1)のアミノ酸2-154に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02144
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ