


ウエスタンブロット、If-P、Elisa用 抗ミオグロビン ウサギ ポリクローナル抗体 - P02144

商品番号: CM0026272



前書き

ヒトミオグロビンを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。酸素貯蔵や筋組織研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ミオグロビン ウサギ pAb
備考/別名	MYOSB; PVALB; ミオグロビン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4151
遺伝子ID	4151
免疫原	組換えタンパク質 - ヒトミオグロビン (NP_005359.1) のアミノ酸1-154に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02144
タンパク質分子量	17kDa
配送	保冷バッグ