

抗ミオシン重鎖ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc、If、Elisa用） - P12883 / P13533

商品番号: CM0009434



前書き

ヒトミオシン重鎖（MYH7/MYH6）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと反応します。筋肉研究およびIVDアッセイに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ミオシン重鎖ウサギmAb
備考/別名	CMD1S; CMH1; MPD1; MYHCB; SPMD; SPMM; ミオシン重鎖
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4625/4624
GeneID	4625/4624
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P12883/P13533
タンパク質分子量	224 kDa
配送	アイスバッグ