

抗ミオチューブラリン（Mtm1）ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13496

商品番号: CM0017088

前書き

ヒトミオチューブラリン（MTM1）に対するウサギポリクローナル抗体（WBおよびELISA用）。ヒト、マウス、ラットと反応します。ホスホイノシチド代謝、エンドソーム輸送、筋疾患の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTM1 ウサギ pAb
備考／別名	CNM; CNMX; MTMX; XLMTM; MTM1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4534
遺伝子ID	4534
免疫原	ヒトMTM1のアミノ酸484～603に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_000243.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13496
タンパク質分子量	70kDa
輸送	保冷バッグ