

Wb、Elisa用抗Mypnウサギポリクローナル抗体 - Q86Tc9

商品番号: CM0022286

前書き

MYPN（ミオパラディン）に対するこのウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーション済みで、ヒトおよびマウスのMYPNを検出します。サルコメア構造および筋疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYPN ウサギpAb
備考／別名	MYOP; RCM4; CMH22; NEM11; CMD1DD; MYPN
種	ヒト
GeneID（ヒト）	84665
GeneID	84665
免疫原	ヒトMYPN（NP_115967.2）のアミノ酸1～250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q86TC9
タンパク質分子量	145kDa
配送	保冷バッグ