


WbおよびElisa用Anti-Myrfポリクローナル抗体 - Q9Y2G1

商品番号: CM0023853



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-MYRFウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのMYRF（中枢神経系の髄鞘形成とオリゴデンドロサイト成熟における重要な転写因子）と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYRF Rabbit pAb
備考/別名	MRF; CUGS; MMERV; Ndt80; 11orf9; pqn-47; C11orf9; MYRF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	745
GeneID	745
免疫原	ヒトMYRF (NP_001120864.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y2G1
タンパク質分子量	124kDa
配送	アイスバッグ