


Wb、Elisa用抗Myt1ウサギポリクローナル抗体 - Q01538

商品番号: CM0012971



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗MYT1ウサギポリクローナル抗体。オリゴデンドロサイトの発達に不可欠な転写因子であるヒト、マウス、ラットのMYT1と反応します。神経科学および発生学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYT1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	MTF1; MYT1; NZF2; PLPB1; ZC2H2C1; ZC2HC4A; C20orf36; MYT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4661
免疫原	ヒトMYT1 (NP_004526.1) のアミノ酸650～820に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01538
タンパク質重量	122kDa
配送	保冷バッグ