


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mzb1ポリクローナル抗体 - Q8Wu39

商品番号: CM0014022



前書き

ヒトMZB1（pERp1、MEDA-7）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応します。小胞体タンパク質シャペロン機能およびB細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MZB1 Rabbit pAb
備考/別名	PACAP; pERp1; MEDA-7; MZB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51237
GeneID	51237
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMZB1（NP_057543.2）のアミノ酸1-189に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WU39
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバック