


Wb、Elisa用抗Mzt2Bポリクローナル抗体 - Q6Nz67

商品番号: CM0027445



前書き

ヒトMZT2B (FAM128B)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みです。セントロソーム機能、紡錘体構築、およびγ-チューブリンリング複合体の動態の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MZT2B Rabbit pAb
備考/別名	FAM128B; MOZART2B; MZT2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80097
GeneID	80097
免疫原	ヒトMZT2B (NP_079305.2) のアミノ酸1-158に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6NZ67
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ