

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗N-カドヘリン ポリクローナル抗体 - P19022

商品番号: CM0029385

前書き

ヒトN-カドヘリンに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。細胞接着および神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	N-カドヘリン ウサギ pAb
備考/別名	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-カドヘリン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1000
GeneID	1000
免疫原	ヒトN-カドヘリン (NP_001783.2) のアミノ酸488-587に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19022
タンパク質分子量	100kDa
輸送	保冷バッグ