

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗N-カドヘリン ウサギポリクローナル抗体 - P19022

商品番号: CM0014183

前書き

ヒトN-カドヘリン（CDH2、Neural cadherin）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットと交差反応します。細胞接着、神経生物学、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	N-カドヘリン ウサギpAb
備考/別名	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-Cadherin
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1000
遺伝子ID	1000
免疫原	合成ペプチド ヒトN-カドヘリン（NP_001783.2）のアミノ酸807〜906番の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P19022
タンパク質分子量	100kDa
輸送方法	保冷剤