

## Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗N-Myc/Mycnウサギポリクローナル抗体 - P04198

商品番号: CM0013299



### 前書き

神経芽腫および神経細胞におけるN-Myc/MYCNの発現を、このWB、IF-P、IHC-P、ELISAに適したウサギポリクローナル抗体で検証できます。ヒト、マウス、ラットに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | N-Myc/MYCNウサギpAb                                                  |
| 備考／別名      | NMYC; ODED; MODED; N-myc; bHLHe37; MYCNsORF; MYCNsPEP; N-Myc/MYCN |
| 種          | ヒト                                                                |
| 遺伝子ID (ヒト) | 4613                                                              |
| 遺伝子ID      | 4613                                                              |
| 免疫原        | ヒトN-Myc/MYCN (NP_005369.2) のアミノ酸168～267に相当する配列を含む組換え融合タンパク質       |
| 由来         | ウサギ                                                               |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                         |
| 用途         | WB、IF-P、IHC-P、ELISA                                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                        |
| SWISS      | P04198                                                            |
| タンパク質分子量   | 50kDa                                                             |
| 配送         | 保冷バッグ                                                             |