

Wb、Elisa用抗N-Wasp/Waslモノクローナル抗体 - O00401

商品番号: CM0006805



前書き

ヒトN-WASP/WASL (O00401)

特異的バリデーション済みウサギモノクローナル抗体。WBで55kDaのバンドを検出し、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。アクチン細胞骨格および細胞運動性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	N-WASP/WASL Rabbit mAb
備考/別名	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8976
GeneID	8976
免疫原	合成ペプチド：ヒトN-WASP/WASL (O00401) のアミノ酸350-450内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00401
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ