


抗N4Bp1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O75113

商品番号: CM0026329



前書き

N4BP1（NEDD4結合タンパク質1）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの実用性が検証済みです。ヒトおよびマウスのN4BP1を認識し、自然免疫およびウイルス制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	N4BP1 ウサギ pAb
別名	N4BP1
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	9683
遺伝子ID	80750
免疫原	組換えタンパク質。マウスN4BP1（NP_085040.2）のアミノ酸190～590番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75113
タンパク質分子量	100kDa
発送方法	保冷剤