


Anti-N6Amt1/Hemk2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y5N5

商品番号: CM0028414



前書き

ヒトN6AMT1/HEMK2

(KMT9)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。クロマチン調節およびメチルトランスフェラーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	N6AMT1/HEMK2 Rabbit pAb
備考/別名	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29104
GeneID	29104
免疫原	ヒト N6AMT1/HEMK2 (NP_877426.3) のアミノ酸1-186以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5N5
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ