


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗N6Amt1/Hemk2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y5N5

商品番号: CM0018983



前書き

ヒトN6AMT1/HEMK2メチルトランスフェラーゼに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。クロマチン調節およびヒ素毒性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	N6AMT1/HEMK2 ウサギ pAb
備考/別名	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
種	ヒト
遺伝子ID	29104
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y5N5
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ