

Anti-Naa20 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P61599

商品番号: CM0030811



前書き

NAA20 Rabbit pAbは、N- α -アセチルトランスフェラーゼ20 (N-alpha-acetyltransferase

20) を検出するためのポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を持ち、WB、IHC-P、IP、ELISAに適しています。N末端アセチル化、細胞移動、およびアクチン・ミオシン線維の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAA20 Rabbit pAb
備考/別名	NAT3; NAT5; MRT73; NAT3P; NAT5P; dJ1002M8.1; NAA20
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51126
遺伝子ID	51126
免疫原	ヒトNAA20 (NP_057184.1) のアミノ酸49-178に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61599
タンパク質分子量	20kDa
配送	氷袋