


WbおよびElisa用抗Naa25ポリクローナル抗体 - Q14Cx7

商品番号: CM0029941



前書き

NAA25（NatB補助サブユニット）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。タンパク質のN末端アセチル化や細胞周期進行の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAA25 ウサギpAb
備考/別名	NAP1; MDM20; C12orf30; NAA25
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80018
GeneID	80018
免疫原	ヒトNAA25 (NP_079229.2) のアミノ酸703～972に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14CX7
タンパク質分子量	112kDa
発送方法	保冷剤