


Wb、Elisa用 抗Naa40 ポリクローナル抗体 - Q86Uy6

商品番号: CM0028721



前書き

ヒストンH4およびH2AのN末端アセチル化を担うヒトNAA40（NatD） 特異的な高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	NAA40 ウサギ pAb
備考/別名	NatD; NAT11; PATT1; hNatD; NAA40
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79829
免疫原	ヒトNAA40（NP_079047.2）のアミノ酸1-237に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86UY6
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ