

抗Naa50ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q9Gzz1

商品番号: CM0026289



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのN-アルファ-アセチルトランスフェラーゼ50 (NAA50)

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。タンパク質のN末端アセチル化、染色体凝集、エピジェネティック制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAA50 ウサギpAb
備考/別名	SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50
種	ヒト
遺伝子ID	80218
免疫原	ヒトNAA50の1-169アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_079422.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZZ1
タンパク質重量	19kDa
配送	アイスバッグ