


Wb、Elisa用抗Nab1ポリクローナル抗体 - Q13506

商品番号: CM0019102



前書き

ヒトNAB1（NGFI-A結合タンパク質1）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。EGR1およびEGR2の転写抑制因子である内在性NAB1を検出します。マウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAB1 ウサギ pAb
備考/別名	NAB1
由来生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	4664
GeneID	4664
免疫原	ヒトNAB1（NP_005957.2）のアミノ酸189～317番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13506
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷剤