

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Nab2 ウサギポリクローナル抗体 - Q15742

商品番号: CM0027528

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質な抗NAB2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのNGFI-A結合タンパク質2（EGR1/EGR2の転写抑制因子）を標的とします。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAB2 ウサギ pAb
備考/別名	MADER; NAB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4665
遺伝子ID	4665
免疫原	ヒトNAB2 (NP_005958.1) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15742
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ