


Wb、Elisa用抗Nacaウサギモノクローナル抗体 - Q13765

商品番号: CM0007238



前書き

ヒトNACA（Alpha-NAC、新生ポリペプチド会合複合体サブユニットα）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。小胞体ターゲティングや遺伝子制御の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NACA ウサギmAb
別名	HSD48; NACA1; skNAC; NAC-alpha; NACA
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4666
GeneID	4666
免疫原	ヒトNACA（NP_005585.1）のアミノ酸1～215番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q13765
タンパク質分子量	23kDa
輸送方法	保冷剤