


Nacc1 抗ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Re7

商品番号: CM0015356



前書き

WBおよびELISA用途に対応したNACC1
抗ウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウス
のNACC1と交差反応します。転写抑制やがん生物学の
研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NACC1 Rabbit pAb
別名	NAC1; BEND8; NAC-1; NECFM; BTBD30; BTBD14B; NACC1
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	112939
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNACC1 (NP_443108.1) のアミノ酸170〜340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96RE7
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	氷袋梱包