

抗Nadphオキシダーゼ4（Nox4）ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Jhi8

商品番号: CM0026775

前書き

マウスNOX4を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットのNOX4を検出します。NOX4はH2O2を生成するNADPHオキシダーゼであり、酸化還元シグナル伝達および細胞応答に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NADPHオキシダーゼ4（NOX4）ウサギpAb
備考/別名	KOX; KOX-1; RENOX
種	マウス
GeneID（ヒト）	50507
GeneID（マウス）	50490
免疫原	マウスNADPHオキシダーゼ4（NOX4）（NP_056575.1）のアミノ酸307-424に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9JHI8
タンパク質分子量	67 kDa
輸送	保冷バッグ