

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nadphオキシダーゼ4（Nox4）ポリクローナル抗体 - Q9Nph5

商品番号: CM0018290

前書き

ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン）、ELISAに適した、NADPHオキシダーゼ4（NOX4）に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNOX4と交差反応します。レドックスシグナル伝達および酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NADPHオキシダーゼ4（NOX4）ウサギpAb
備考／別名	KOX；KOX-1；RENOX；4)
種	ヒト
GeneID（ヒト）	50507
GeneID	50507
免疫原	合成ペプチド ヒトNADPHオキシダーゼ4（NOX4）（NP_058627.1）のアミノ酸328～578内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPH5
タンパク質分子量	67kDa
配送	保冷バッグ