

Anti-Nadph Oxidase 4 (Nox4) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nph5

商品番号: CM0006553

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用ヒトNADPH oxidase 4 (NOX4)標準組換えウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済み。酸化ストレス、レドックスシグナル伝達、および腎臓研究のための重要なツール。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NADPH oxidase 4 (NOX4) Rabbit mAb
備考/別名	KOX; KOX-1; RENOX; NADPH oxidase 4 (NOX4)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	50507
GeneID	50507
免疫原	ヒトNADPH oxidase 4 (NOX4)の組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NPH5
タンパク質分子量	67KDa
配送	氷袋