


抗Nae1ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q13564

商品番号: CM0030585



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質NAE1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的はNEDD8活性化酵素E1調節サブユニットであり、ネジレーション（neddylation）および細胞周期に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAE1 ウサギpAb
備考/別名	HPPI; ula-1; APPBP1; NEDFIH; A-116A10.1; NAE1
種	ヒト
GeneID	8883 (ヒト)
免疫原	ヒトNAE1のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003896.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q13564
タンパク質重量	60kDa
配送	アイスバッグ