

Wb、If/Icc、Elisa用抗Nagaウサギポリクローナル抗体 - P17050

商品番号: CM0026694



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質抗NAGAウサギポリクローナル抗体です。糖脂質代謝に重要なリソソーム酵素である α -N-アセチルガラクトサミニダーゼを標的としています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAGA Rabbit pAb
備考/別名	GALB; D22S674; NAGA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4668
GeneID	4668
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNAGA (NP_000253.1) のアミノ酸312-411に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17050
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	保冷剤