

抗Nags ウサギポリクローナル抗体 - Q8N159

商品番号: CM0020472



前書き

ヒトN-

アセチルグルタミン酸シンターゼ（NAGS）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスのサンプルと交差反応します。尿素回路研究や診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAGS ウサギpAb
備考/別名	NAGS; AGAS; ARGA; N-acetylglutamate synthase
種	ヒト
遺伝子ID	162417
免疫原	ヒトNAGS組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N159
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	氷袋