

Ihc-P、Elisa用抗Naipウサギモノクローナル抗体 - Q13075

商品番号: CM0002357



前書き

IHC-
PおよびELISA用に検証された高品質な抗NAIPウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスNAIP（BIRC1）と反応します。アポトーシスおよびインフラマソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAIP Rabbit mAb
備考/別名	BIRC1; NLRB1; psiNAIP; NAIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4671
GeneID	4671
免疫原	合成ペプチド ヒトNAIP（Q13075）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13075
タンパク質分子量	160kDa
配送	アイスバッグ