

Naipに対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13075

商品番号: CM0020912



前書き

ヒトNAIP（BIRC1/NLRB1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。アポトーシス阻害因子および自然免疫センサーを検出し、ラットとの交差反応性があります。神経細胞アポトーシスおよびインフラマソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAIP ウサギpAb
備考/別名	BIRC1; NLRB1; psiNAIP; NAIP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4671
遺伝子ID	4671
免疫原	ヒトNAIP (NP_075043.1) のアミノ酸750-850領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q13075
タンパク質分子量	160kDa
発送方法	保冷剤