


抗Na⁺/K⁺-ATPase ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - P05023

商品番号: CM0003232



前書き

ヒトのNa⁺/K⁺-ATPase

アルファ1サブユニット(ATP1A1)を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウス・ラットと交差反応性を示します。イオン輸送および膜電位の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase ウサギmAb
別名	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	476
GeneID	476
免疫原	ヒトNa ⁺ /K ⁺ -ATPase (P05023)のアミノ酸1~100番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05023
タンパク質分子量	113kDa
発送方法	保冷剤