


## WbおよびElisa用抗Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPase ウサギポリクローナル抗体 - P05023 / P50993 / P13637 / Q13733

商品番号: CM0022122



### 前書き

ヒトNa<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPase

α1サブユニット(ATP1A1)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ラットと交差反応します。イオン輸送および膜電位の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | Na <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> -ATPase ウサギpAb                                                                     |
| 備考/別名    | ATP1A1、ATPase Na <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> transporting subunit alpha 1、Na <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> -ATPase |
| 種        | ヒト                                                                                                                 |
| GeneID   | 476/477/478/480                                                                                                    |
| 免疫原      | ヒトNa <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> -ATPase (NP_000692.2)のアミノ酸386～595番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質                           |
| 起源       | ウサギ                                                                                                                |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                                                                          |
| 用途       | WB、ELISA                                                                                                           |
| 交差反応性    | ラット                                                                                                                |
| SWISS    | P05023/P50993/P13637/Q13733                                                                                        |
| タンパク質分子量 | 74kDa/109kDa/112kDa/113kDa                                                                                         |
| 発送       | 保冷剤                                                                                                                |