


ウエスタンブロット用 抗Na⁺/K⁺-ATPase ウサギポリクローナル抗体 - P05023

商品番号: CM0026181



前書き

Na⁺/K⁺-ATPase

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロット(WB)、間接蛍光抗体法(IF-P)、免疫組織化学(IHC-P)、ELISAで検証済み。ヒトATP1A1のアミノ酸1-100にまたがる組換え免疫原。イオン輸送、膜電位、神経疾患の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase ウサギ pAb
備考/別名	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	476
GeneID	476
免疫原	ヒトNa ⁺ /K ⁺ -ATPase (NP_000692.2)のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05023
タンパク質分子量	113kDa
発送	保冷バッグ