

Wb、If-P、Elisa用抗Nanogモノクローナル抗体 - Q9H9S0

商品番号: CM0006945



前書き

ヒトNanogに対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。幹細胞および発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nanog ウサギmAb
別名	NANOG; Nanog
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79923
遺伝子ID	79923
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNanog (NP_079141.2) のアミノ酸153~305番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H9S0
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	氷袋