


抗Nanogウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q80Z64

商品番号: CM0019063



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの高品質なマウスNANOGウサギポリクローナル抗体。ヒトとの交差反応性も確認されており、多能性および胚性幹細胞の自己複製研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NANOG ウサギpAb
備考/別名	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik; NANOG
種	マウス
遺伝子ID (マウス)	71950
免疫原	マウスNANOGの160-305アミノ酸残基に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_082292.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q80Z64
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスパック