

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Nanog ウサギポリクローナル抗体 - Q9H9S0

商品番号: CM0026595



前書き

Nanog Rabbit pAbは、WB、IHC-P、ELISAで検証済みのポリクローナル抗体であり、ヒト、マウス、ラットでの反応性を有します。幹細胞の多能性と発生に重要なNANOG転写因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nanog Rabbit pAb
備考/別名	NANOG; Nanog
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79923
GeneID	79923
免疫原	ヒトNanog (NP_079141.2) のアミノ酸1-105に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H9S0
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ