

Wb・Elisa用抗Nanpウサギポリクローナル抗体 - Q8Tbe9

商品番号: CM0017727



前書き

ヒトのN-アシルノイラミン酸-9-
ホスファターゼ（NANP/HDHD4）を標的とするウサ
ギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使
用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応しま
す。シアル酸代謝研究に不可欠なツールです。分子量
は28 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NANP Rabbit pAb
別名	HDHD4; C20orf147; dJ694B14.3; NANP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	140838
GeneID	140838
免疫原	ヒトNANP（NP_689880.1）のアミノ酸1～248番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TBE9
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤