

## 抗Nansウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nr45

商品番号: CM0028766



## 前書き

ヒトNANSに対するウサギポリクローナル抗体。アミノ酸260-

359に対応する組換えタンパク質で免疫して作製されました。ウエスタンブロットおよびELISA用途に適しており、シアル酸代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | NANS Rabbit pAb                                       |
| 備考／別名      | SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NANS                   |
| 対象種        | ヒト                                                    |
| GeneID（ヒト） | 54187                                                 |
| GeneID     | 54187                                                 |
| 免疫原        | ヒトNANS (NP_061819.2) のアミノ酸260-359に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途         | WB、ELISA                                              |
| 交差反応性      | ヒト                                                    |
| SWISS      | Q9NR45                                                |
| タンパク質分子量   | 40kDa                                                 |
| 発送         | 氷嚢                                                    |