

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Nansウサギポリクローナル抗体 - Q9Nr45

商品番号: CM0021266



前書き

ヒトNANSに対するウサギポリクローナル抗体で、ノックアウト研究で検証済み。ウェスタンブロットティングおよびELISAに適しています。NANSはシアル酸合成における重要な酵素であり、脳と骨格の発達に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NANSウサギpAb
備考/別名	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54187
GeneID	54187
免疫原	ヒトNANS (NP_061819.2) のアミノ酸260-359に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NR45
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷バッグ