

Wb、If/Icc、Elisa用抗Nap1L1モノクローナル抗体 - P55209

商品番号: CM0011995



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギモノクローナル抗NAP1L1抗体。ヌクレオソーム形成、DNA修復、神経新生に関与するヒト、マウス、ラットNAP1L1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAP1L1ウサギmAb
備考／別名	NRP; NAP1; NAPIL; NAPIL1
種	ヒト
GeneID	4673
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55209
タンパク質分子量	45kDa
輸送条件	アイスバッグ