

WbおよびElisa用 抗Nap1L5 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Nt1

商品番号: CM0023690

前書き

WBおよびELISAで検証済みのNAP1L5ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスに反応性あり。ヒストンチャペロン機能、ヌクレオソームアセンブリ、脳特異的クロマチンダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAP1L5 ウサギ pAb
備考/別名	DRLM; NAP1L5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	266812
GeneID	266812
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNAP1L5 (NP_715638.1) のアミノ酸30-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96NT1
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ