

抗Napbウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H115

商品番号: CM0022761

前書き

ヒトNAPB（SNAP-BETA）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける小胞体-ゴルジ体間小胞輸送および関連する神経発達障害の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAPB ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	SNAPB; DEE107; SNAP-BETA; NAPB
種	ヒト
GeneID	63908
免疫原	ヒトNAPBのアミノ酸1-50に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_071363.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H115
タンパク質重量	34kDa
配送	アイスバッグ