

Anti-Napg (Gammasnab) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q99747

商品番号: CM0016854

前書き

WBおよびELISA用に検証済みの、NAPG (GAMMASNAP) ターゲットのウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに対応。小胞体からゴルジ体への小胞輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAPG Rabbit pAb
備考/別名	GAMMASNAP; NAPG
種	ヒト
遺伝子ID	8774
免疫原	ヒトNAPG (NP_003817.1) のアミノ酸1-312に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99747
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋